





КРОНИД™

КОЛИЗЕЙ-6

СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ



- 1 - подстолье- 2 шт
- 2 - опора столешницы - 4 шт
- 3 - шпилька - 4 шт
- 4 - шайба- 4 шт
- 5 - гайка - 4 шт
- 6 - полкодержатель - 4 шт
- 7 - фиксаторы полкодержателя - 4 шт



СБОРКА

1. Шпильку 3 закрутить до упора в шайбу 4 на столешнице
2. Одеть на шпильку 3 опоры столешницы 2
3. Одеть подстолье 1 на шпильки 3
4. Одеть шайбу 4 на шпильку 3 и закрутить на шпильку 3 гайку 5 до упора

ВНИМАНИЕ!!! В случае, если гайка 5 не будет затянута до жесткой фиксации, возникает опасность выпадения полки при давлении на столешницу. Критерием оценки является жесткость фиксации опор 1

5. Перевернуть стол подстольем вниз и одеть в отверстия полкодержатели 6
6. Вставить в полкодержатели 6 полку, стянуть опоры 1, чтобы они плотно прилегали к полке. После этого завинтить фиксаторы полкодержателей 7 до упора таким образом, чтобы полка была жестко зафиксирована в 4-х точках.

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 31.09.12-003-32672578-2019 Столы Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 30 190 0, 9403 40 900 0, Серийный выпуск и соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Изготовитель: ООО «Райнер» 199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 27, корпус 1, лит. А, помещение 8Н-69, тел: (812) 309-71-37

Дата выпуска:

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 12 месяцев со дня приобретения
СРОК СЛУЖБЫ при правильной эксплуатации не менее 10 лет